

## Indicador de carga 1009962

### Instrucciones de uso

02/13 ALF



- 1 Interruptor ON / OFF
- 2 Placa de contacto
- 3 Indicación de carga negativa (azul)
- 4 Indicación de carga positiva (rojo)
- 5 Placa de contacto inferior (al dorso)

#### 1. Descripción

El indicador de carga sirve para comprobar la existencia de cargas eléctricas y de su signo, por medio del destello de un LED azul o de un LED rojo, al acercar o poner en contacto con un objeto portador de cargas eléctricas.

#### 2. Volumen de entrega

- 1 indicador de carga
- 2 baterías

#### 3. Datos técnicos

Dimensiones:	aprox. 62x67x20 mm <sup>3</sup>
Masa	aprox. 85 g
Batería:	AA 1,5 V (2x)

#### 4. Servicio

##### 4.1 Determinación del signo de la carga

- Se enciende el indicador de carga. Para ello se lleva el interruptor a la posición ON.
- El objeto portador de cargas eléctricas se acerca resp. se toca con la placa de contacto.

En caso de cargas negativas se enciende el LED azul, en caso de positivas el rojo.

- Para descargar el indicador de carga se hace un contacto directo entre las placas superior e inferior.
- Después del uso se desconecta el indicador de cargas. Para ello se lleva el interruptor a la posición OFF.

## 4.2 Cambio de la batería

### 4.2.1 Notas generales

- De tiempo en tiempo se debe controlar el estado de carga de la batería.
-  Una batería descargada, derramada o descompuestas se deben retirar del aparato.
-  En caso de no utilizar del aparato por largo tiempo se debe retirar la batería del mismo.
- Nunca deseche las baterías descargadas en las basuras domésticas. Siga siempre las prescripciones legales del lugar de trabajo (D: BattG; EU: 2006/66/EG).

### 4.2.2 Cambio de la batería

- Se retira el tornillo en la parte inferior de la carcasa y se quita la parte inferior de la misma.
- Se coloca una batería nueva, teniendo en cuenta la polaridad correcta de la batería.

La polaridad se encuentra indicada con los símbolos (+) y (-).

- Se vuelve a cerrar la carcasa.

## 5. Desecho

- El embalaje se desecha en los lugares locales para reciclaje.
- En caso de que el propio aparato se deba desechar como chatarra, no se debe depositar entre los desechos domésticos normales. Se deben cumplir las prescripciones locales para el desecho de chatarra eléctrica.

